

## Limpieza manual

El procedimiento de limpieza recomendado para los mangos del bisturí de seguridad Anzen<sup>TM</sup> es el siguiente:



1 Enjuague los mangos individualmente bajo agua corriente fría del grifo durante un (1) minuto.



2 Prepare una solución de limpieza con un limpiador enzimático según las instrucciones del fabricante, utilizando la concentración eficaz mínima y agua fría del grifo. Remoje los mangos en la solución de limpieza durante cinco (5) minutos.



3 Mientras los mangos están sumergidos en la solución de limpieza, limpie cada mango individualmente con un cepillo de cerdas suaves durante un (1) minuto.



4 Enjuague los mangos individualmente bajo agua corriente fría del grifo durante un (1) minuto.



5 Seque bien los mangos con un paño suave que no suelte pelusa.

## Limpieza mecánica

Los parámetros de limpieza mecánica recomendados para el mango del bisturí de seguridad Anzen son los siguientes:

### Parámetros del ciclo del lavador mecánico

Tratamiento	Duración (mm:ss)	Temperatura	Solución limpiadora
Lavado alcalino	04:00	60° C	Detergente alcalino concentrado Steris Prolystica 2X, 1 ml por litro (concentración eficaz mínima) o equivalente (según las instrucciones del fabricante)
Lavado	02:00	Agua caliente del grifo	Detergente neutro concentrado Steris Prolystica 2X, 1 ml por litro (concentración eficaz mínima) o equivalente (según las instrucciones del fabricante)
Enjuague	02:00	70° C	N/C
Secado	15:00	80° C	N/C

## Esterilización

El bisturí de seguridad Anzen<sup>TM</sup> debe estar seco y completamente libre de tejido, líquidos corporales y soluciones de limpieza antes de la esterilización.

Se ha validado la esterilidad con el siguiente ciclo de esterilización con vapor:

Tipo de esterilización: Prevac	Pulsos depreacondicionamiento: 4	Temperatura mínima: 132° C
Duración total del ciclo: 3 min	Duración mínima del secado: 20 min	Envasado: Bolsa individual. No esterilizar con el cartucho.