

Limpeza Manual

O procedimento de limpeza recomendado dos cabos do bisturi de segurança Anzen™ é o seguinte:



1 Passe os cabos por água fria corrente da torneira, individualmente, durante um (1) minuto.



2 Prepare uma solução de limpeza utilizando um produto de limpeza enzimático de acordo com as instruções do fabricante utilizando a concentração mínima eficaz e água fria da torneira. Mergulhe os cabos na solução de limpeza durante cinco (5) minutos.



3 Mantendo os cabos mergulhados na solução de limpeza, limpe cada cabo individualmente com uma escova de cerdas macias durante um (1) minuto.



4 Passe os cabos por água fria corrente da torneira, individualmente, durante um (1) minuto.

5 Seque bem os cabos com um pano macio que não largue pelos.

Limpeza mecânica

Os parâmetros de limpeza mecânica recomendados para o cabo do bisturi de segurança Anzen são os seguintes:

Parâmetros de lavagem na máquina de lavagem mecânica

Tratamento	Duração (mm:ss)	Temperatura	Solução de limpeza
Lavagem alcalina	04:00	60° C	1 ml por litro de detergente alcalino concentrado 2X Steris Prolystica (concentração mínima eficaz) ou equivalente (de acordo com as instruções do fabricante)
Lavagem	02:00	Água quente da torneira	1 ml por litro de detergente neutro concentrado 2X Steris Prolystica (concentração mínima eficaz) ou equivalente (de acordo com as instruções do fabricante)
Lavagem	02:00	70° C	N/A
Secagem	15:00	80° C	N/A

Esterilização

Antes da esterilização, deve secar o bisturi de segurança Anzen™ e eliminar todos os tecidos, fluidos corporais e soluções de limpeza.

O seguinte ciclo de esterilização por vapor foi validado para esterilidade:

Tipo de esterilização: Prevac	Impulsos pré-condicionamento: 4	Temp. mínima: 132° C
Duração de ciclo completo: 3 Min.	Duração de secagem mínima: 20 Min.	Embalagem: Bolsa individual. Não esterilizar com o cartucho.

NOTA: O processamento repetido tem um efeito mínimo nas alças do Anzen Safety Scalpel. O fim da vida útil é determinado pelo desgaste e danos em uso. Não use cabos de bisturi se forem observados sinais de desgaste excessivo (por exemplo, dobras, deformações, corrosão, descoloração ou rachaduras). Testado até 1.000 ciclos de autoclave.



MEDIPURPOSE PTE. LTD.
10 Anson Road, #12-08
International Plaza, Singapore 079903



Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatara, BKR 4013 Malta

